

PALLADON® INJECT ist kompatibel mit folgenden Lösungen⁶

- Physiologische Kochsalzlösung (NaCl)
- 5%-Dextroselösung
- Wasser für Injektionszwecke

Palladon®inject
Hydromorphone hydrochloride

PALLADON® INJECT ist unter anderem kompatibel mit folgenden Arzneimitteln⁶

Gepüft mit je 50 mg/ml PALLADON® INJECT (verdünnt mit 0,9% Kochsalzlösung oder Wasser für Injektionszwecke) in Glasgefäßen oder Polypropylenspritzen bei 25 °C über 24 Stunden

| Arzneimittel | Wirkstoff | Formulierung |
|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Buscopan Inject | Butylscopolaminbromid | 20 mg/ml |
| Haldol | Haloperidol | 5 mg/ml |
| Nozinan | Levomepromazin-HCl | 25 mg/ml |
| Paspertin | Metoclopramid-HCl | 10 mg/2 ml |
| Fortecortin Inject | Dexamethason-Natriumphosphat | 4 mg/ml |
| Dormicum | Midazolam-HCl | 5 mg/ml |
| Robinul | Glycopyrroniumbromid | 0,5 mg/ml |
| Ketalar | Ketamin-HCl | 10 und 50 mg/ml |